Meditech Europe

Bedienungsanleitung

Multiwave Oscillator Skinny (MWO Skinny)



Übersetzung des Originalhandbuchs
Version DE V1 2025/03

Meditech Europe
Live in Harmony

Projektdaten	: März 2025
Firma	**:** Meditech Europe B.V.
Produktbezeichnung	**:** Multiwave Oscillator Skinny (MWO Skinny)
Produktnummer	**:** 100016
Modell	**:** MWO Skinny
Spannung	**:** 220/240 V / 35 mA
Hersteller	**:** Meditech Europe B.V.
Autor	**:** J. K.
Adresse	**:** Daalder 14 8305 BE Emmeloord Niederlande Telefon: 0031 527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl USt.-ID-Nr.: NL859592480B01
Überarbeitungsindex	**:** V1
Überarbeitungsdatum	**:** 2025/03

Inhalt

1 Über diese Bedienungsanleitung 5

1.1 Allgemeines 5

1.2 Warnschilder 5

2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen 7

2.1 Grundlagen 7

2.2 Bestimmungsgemäße Nutzung 7

2.3 Auswahl und Qualifikation des Personals 8

2.4 Sicherheitsvorkehrungen 8

2.5 Erweiterung und Umrüstung 9

2.6 Maßnahmen im Notfall 9

3 Lieferumfang 10

4 Mögliches Zubehör (erhältlich bei Meditech Europe) 11

5 Technische Beschreibung 12

5.1 Übersicht 12

5.2 Typenschild 12

6 Transport 13

6.1 Vor dem Transport 13

6.2 Auspacken des Geräts 13

7 Anschließen/Bedienung des Geräts 14

7.1 Anschließen/Einschalten des Geräts 14

7.2 Bedienung des Geräts 14

7.3 Gerät ausschalten/Netzstecker ziehen 14

8 Hilfe bei Fehlern 15

9 Entsorgung und Recycling 16

10 Garantie 17

11 EU-Konformitätserklärung 18

1 Über diese Bedienungsanleitung

Bevor Sie den Multiwave Oscillator Skinny (MWO Skinny) erstmals in Betrieb nehmen oder wenn Sie mit anderen Aufgaben in Bezug auf den MWO Skinny betraut sind, müssen Sie diese Bedienungsanleitung lesen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Meditech Europe.

Beachten Sie insbesondere Kapitel 2 „Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen“.

1.1 Allgemeines

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem MWO Skinny vertraut zu machen und die vorgesehenen Anwendungsmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des MWO Skinny. Die Beachtung der Bedienungsleitung hilft dabei:

- Gefahren zu vermeiden
- Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermeiden
- die Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer des Produkts zu erhöhen

Diese Bedienungsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Aufgaben in Bezug auf den MWO Skinny betraut wurde und älter als 21 Jahre ist.

Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung sind die Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten, die im jeweiligen Nutzungsland und am Nutzungsstandort gelten.

1.2 Warnschilder

Besondere Sicherheitshinweise sind für jede Situation an den relevanten Stellen angebracht. Sie erkennen sie an den folgenden Symbolen:



Starkstrom
Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Gerät mit einer Spannung von 230 V AC verbunden ist. Das bedeutet, dass das Gerät spannungsfrei gemacht werden muss, bevor Zubehör angeschlossen wird.



Nicht ionisierende Strahlung
Das bedeutet, dass das Gerät eine energiearme Strahlung in Form von Radiowellen und Radiofrequenzen abgibt.

2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

2.1 Grundlagen

Wenn Sie Zweifel bezüglich der richtigen Einrichtung des Geräts haben, wenden Sie sich stets an Meditech Europe.

Nutzen Sie einen Faradayschen Käfig (erhältlich bei Meditech Europe), wenn der MWO Skinny in Betrieb ist, um die Unterbrechung der Verbindung von (mobilen) Netzwerken, Telefonen, Laptops und/oder anderen elektrischen Geräten und Netzwerken in der Umgebung zu verhindern.

Öffnen Sie den MWO Skinny nicht. Das Öffnen des Geräts muss von einer Fachkraft von Meditech Europe durchgeführt werden. Meditech Europe gewährt keinerlei Garantie, wenn der MWO Skinny von einer anderen Person als einer Fachkraft von Meditech Europe geöffnet wurde.

Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, nutzen Sie den MWO Skinny nicht ohne angeschlossenes Zubehör (erhältlich bei Meditech Europe).

Der MWO Skinny ist ein Gerät, das Frequenzen erzeugt. Aus der Nutzung des MWO Skinny lassen sich keine Rechte und/oder Ansprüche ableiten. Die Nutzung des MWO Skinny erfolgt vollumfänglich auf Risiko und Kosten des Nutzers.

Reinigung: Ziehen Sie den Stecker des MWO Skinny aus der Steckdose. Verwenden Sie ein trockenes Tuch. Ein feuchtes Tuch kann für hartnäckige Flecken verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstellen nicht nass werden.

Wenn Sie Fragen zur Nutzung, Einschaltung und/oder Einrichtung des MWO Skinny haben, wenden Sie sich stets an Meditech Europe BV, entweder telefonisch unter 0031 527 292331 oder per E-Mail an info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe haftet nicht für missbräuchliche oder unzulässige Nutzung oder für Schäden, die auf eine Nutzung zurückzuführen sind, die nicht der in diesem Handbuch beschriebenen Nutzung entspricht. Im Fall von Streitigkeiten gilt das niederländische Recht.

2.2 Bestimmungsgemäße Nutzung

Der MWO Skinny ist ein Gerät, das Frequenzen generiert.

2.3 Auswahl und Qualifikation des Personals

Der MWO Skinny wird von Meditech Europe in Emmeloord, Niederlande, gefertigt. Meditech Europe setzt ausschließlich ausgebildete Mitarbeiter/-innen ein.

2.4 Sicherheitsvorkehrungen

Wenden Sie sich nicht an die MWO Skinny, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD), eine Insulinpumpe oder ein Hörgerät tragen.

Der MWO Skinny darf im Betrieb nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Nutzen Sie den MWO Skinny stets in trockener und gut belüfteter Umgebung.

Blockieren Sie niemals die Entlüftungsöffnungen des MWO Skinny.

Stellen Sie den MWO Skinny so auf, dass an allen Seiten ein Freiraum von mindestens 30 cm vorhanden ist und keine anderen Materialien mit dem MWO Skinny in Berührung kommen können.

Achten Sie darauf, dass der MWO Skinny nicht mit Wärmequellen wie Öfen, Gasöfen, offenem Feuer oder sonstigen Wärmequellen in Kontakt kommt.

Nutzen Sie den MWO Skinny niemals im Freien.

Berühren Sie die Verbindungsstellen für die Kabel nicht, während der MWO Skinny eingeschaltet ist.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, sollte es durch ein spezielles Stromkabel ersetzt werden, das ausschließlich bei Meditech Europe erhältlich ist. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel frei hängen kann.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel frei hängt.

Verwenden Sie eine geerdete Steckdose.

Meditech Europe haftet nicht für Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden, die durch einen anderen als den in diesem Handbuch beschriebenen Gebrauch verursacht werden.

2.5 Erweiterung und Umrüstung

Das Gerät muss spannungsfrei gemacht werden, wenn Zubehör angeschlossen werden soll.

2.6 Maßnahmen im Notfall

Wenn ein Feuer ausbricht, sind elektronische Geräte mit einem Feuerlöscher zu löschen.

3 Lieferumfang

- Multiwave Oscillator Skinny
- Stromkabel

4 Mögliches Zubehör (erhältlich bei Meditech Europe)

- Faradayscher Käfig
- Rife Tube
- Rife Curved

Besuchen Sie unsere Website, um einen vollständigen Überblick zu erhalten: www.meditecheurope.nl

Die bei Meditech Europe erhältlichen Lampen können vom Kunden auf eigenes Risiko an den MWO Skinny angeschlossen werden.

Meditech Europe haftet nicht für Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden, die durch einen anderen als den in diesem Handbuch beschriebenen Gebrauch verursacht werden.

Bei Verwendung von Lampen, die nicht von Meditech Europe geliefert wurden, erlischt die Garantie.

Die Verfügbarkeit der Lampen kann sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website: www.meditecheurope.nl.

5 Technische Beschreibung

5.1 Übersicht

Der MWO Skinny erzeugt hochfrequente Resonanzen. Das Gerät benötigt eine Spannung von 220 V. Die 220-V-Spannung läuft durch einen Transformator, eine Funkenstrecke und die spule, um hochfrequente Resonanzen und Spannungen zu erzeugen.

5.2 Typenschild



Abb. 5.2 Typenschild

Hersteller	: Meditech Europe
MWO Skinny -Angaben	: Typ und Spannung
Seriennummer	: Einmalig

6 Transport

Mit dem MWO Skinny muss sorgfältig umgegangen werden.

6.1 Vor dem Transport

Meditech Europe verpackt den MWO Skinny sorgfältig, bevor er transportiert oder abgeholt wird.

6.2 Auspacken des Geräts

Der MWO Skinny sollte vorsichtig und ohne Zuhilfenahme von scharfen Werkzeugen ausgepackt werden.

7 Anschließen/Bedienung des Geräts

7.1 Anschließen/Einschalten des Geräts

Schalten Sie den MWO Skinny aus, und schließen Sie dann die Lampe an.

Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.

Mit der Ein-/Aus-Taste wird der MWO Skinny eingeschaltet.

7.2 Bedienung des Geräts

Mithilfe des Drehknopfs am MWO Skinny kann die Intensität eingestellt werden.

Achten Sie darauf, dass der Drehknopf niedrig eingestellt ist, um einen langsamen Schwingungsaufbau zu ermöglichen. Eine hohe Intensität ist nicht erforderlich. Bei niedriger Intensität wird häufig das gleiche Ergebnis erzielt.

7.3 Gerät ausschalten/Netzstecker ziehen

Mit der Ein-/Aus-Taste wird der MWO Skinny ausgeschaltet.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose.

Schalten Sie den MWO Skinny aus, und entfernen Sie dann die Lampe.

8 Hilfe bei Fehlern

Versuchen Sie niemals, den MWO Skinny selbst zu reparieren, wenn er nicht mehr richtig funktioniert. Wenden Sie sich immer an Meditech Europe.

Wenn der MWO Skinny über einen längeren Zeitraum in Betrieb war, sollte die Funkenstrecke ausgetauscht werden. Ein metallischer Geruch und ein metallisches Geräusch deuten darauf hin, dass es an der Zeit ist, die Funkenbrücke zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, sie selbst zu ersetzen, wenden Sie sich an Meditech Europe.

9 Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich hinsichtlich Entsorgung und Recycling des MWO Skinny an Meditech Europe. Meditech Europe nimmt gern alle Produkte zur Entsorgung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften entgegen.

Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, wenn Sie als Benutzer das Produkt selbst entsorgen möchten.

10 Garantie

Meditech Europe gewährt eine Garantie von zwei Jahren.

Meditech Europe gewährt keinerlei Garantie, wenn der MWO Skinny von einer anderen Person als einer Fachkraft von Meditech Europe geöffnet wurde.

Meditech Europe haftet nicht für missbräuchliche oder unzulässige Nutzung oder für Schäden, die auf eine Nutzung zurückzuführen sind, die nicht der in diesem Handbuch beschriebenen Nutzung entspricht.

Serviceanschrift
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Niederlande
Telefon: 0031 527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 EU-Konformitätserklärung

Meditech Europe

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Erklärung wird in der vollen Verantwortung des Herstellers abgegeben.

HERSTELLER

Firmenname:	Meditech Europe
Vollständige Anschrift:	Daalder 14
PLZ:	8305 BE
Ort:	Emmeloord
Land:	Niederlande
Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:	Frau J. Kraaij / Chief Operating Officr

BESCHREIBUNG UND IDENTIFIZIERUNG DER MASCHINE

Allgemeine Bezeichnung	Multiwave Oscillator Skinny
Funktion:	Der MWO Skinny ist ein Gerät, das Frequenzen generiert.
Modell:	Multiwave Oscillator Skinny
Typ:	Skinny
Handelsbezeichnung:	Multiwave Oscillator Skinny

KONFORMITÄT

Der Hersteller erklärt, dass die oben genannte Maschine alle anwendbaren Bestimmungen der folgenden Richtlinien erfüllt:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & delegierte Richtlinie (EU) 2015/863

Dabei wurden die folgenden harmonisierten Normen und gegebenenfalls die technischen Normen und Spezifikationen eingehalten:

EN ISO 12100:1010; EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-3:2013;
IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61010-1:2011; EN IEC 63000:2018;
EN 55016-2-1:2014; EN 55016-2-3:2017; EN 55011:2016; EN IEC 61326-1:2016

Ort:	Emmeloord Niederlande	Name: Funktion:	Herr R. Frankhuisen Eigentümer
Datum:	21. März 2025	Unterschrift:	